

OPENVIEW FRAME AVAILABILITY

| OPENVIEW FRAME AVAILABILITY | | | | | | | ORMA 1.5 | | STYLIS 1.67 | |
|-----------------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|-----|----------|---------|-------------|---------|
| MANUFACTURER | BRAND | FRAME REF | WRAP ANGLE | BOX SIZE A | BOX SIZE B | DBL | RANGE - | RANGE + | RANGE - | RANGE + |
| MS&F | MS&F | MS&F 1667 | 18 | 580 | 330 | 18 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 1491/1 | 22 | 610 | 360 | 16 | -0400 | +0300 | NA | NA |
| MS&F | MS&F | MS&F 1944 | 25 | 640 | 330 | 16 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2242 | 20 | 600 | 410 | 17 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2208/6 | 22 | 600 | 360 | 16 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 1254/5 | 21 | 570 | 350 | 21 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2245/2 | 22 | 610 | 350 | 12 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2342/1B | 16 | 580 | 340 | 12 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2379/6BX | 22 | 610 | 380 | 17 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2833/1 | 22 | 620 | 350 | 16 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2899/2 | 20 | 580 | 350 | 17 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 2981/2J | 22 | 620 | 460 | 15 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |
| MS&F | MS&F | MS&F 1913/2 | 16 | 620 | 460 | 09 | -0400 | +0300 | -0500 | +0300 |